

Agilent Seahorse XF 细胞能量 代谢分析技术及应用

鄧巧红
15626050870
技术支持
广州皇河仪器科技有限公司





HuangHe


黄河科技 Make Research Easy

通用实验仪器

天平、pH计、移液器、纯水/超纯水系统、培养箱、灭菌器、低温冷藏设备等；

理化实验仪器

滴定仪、水分仪、微波合成仪、制备色谱系统、快速蒸发系统、氮吹仪、旋转蒸发仪、冻干机、真空泵等；



生命科学实验仪器

流式细胞仪、实时无标记细胞分析系统、活细胞成像系统、酶标仪、洗板机、荧光定量PCR系统、seahorse、细胞计数仪等；

试剂耗材

生物实验耗材试剂，流式抗体试剂，微球，高品质吸头。

Contents

一、检测原理介绍

二、检测特点


三、试剂盒介绍

检测原理介绍


Agilent Seahorse XF技术

揭示驱动细胞功能变化的机制


肿瘤细胞增殖




免疫细胞激活



干细胞分化



细胞死亡



Agilent Seahorse XF技术测量细胞内两条主要的能量产生途径

糖酵解

Anaerobic conversion of glucose to lactate

ECAR


(mpH/min)

Extra Cellular Acidification Rate
细胞外酸化速率

PER

(pmol [H⁺]/min)

Proton Efflux Rate
质子流出速率



线粒体呼吸


Oxidation of glucose, fatty acids, amino acids

OCR


pmol [O₂]/min

Oxygen Consumption Rate
氧消耗速率


在微孔板上测量线粒体呼吸和糖酵解




在微孔板上测量线粒体呼吸和糖酵解






The transient micro-chamber enables rapid measurement of oxygen consumption and extracellular acidification in minutes




实时自动加药，获取动态功能性数据




- 每个细胞孔对应4个加药孔
- 添加抑制剂、刺激剂、底物等
- 用户自定义加药




在微孔板上测量活细胞线粒体呼吸和糖酵解




Sequence of Operations and Raw Data: pH vs. time → ECAR




Automatic Calculation of Extracellular Acidification Rate (ECAR)



Sequence of Operations and Raw Data: O₂ vs. time → OCR



Automatic Calculation of Oxygen Consumption Rate (OCR)



检测特点

Agilent Seahorse XF能量代谢分析技术的特点


实时动态测量



先进的软件&
多参数分析



活细胞分析



无需标记的H⁺
& O₂探针




整合4个加药
孔
实时测试药物反应





经过验证的即
用型试剂盒&
试剂

试剂盒介绍



Agilent Seahorse XF 细胞线粒体压力测试

评估细胞线粒体功能





参数

- 基础呼吸
- ATP关联呼吸
- 最大呼吸
- 备用呼吸能力
- 质子渗漏




Spare Capacity Affects Memory T Cell Development and Survival




Mitochondrial respiratory capacity is a critical regulator of CD8+ T cell memory development
van der Windt, JW, ... and Pearce, EL, Washington School of Medicine. *Immunity* 2012 Jan 27

安捷伦Seahorse XF糖酵解压力测试




关键参数

- 糖酵解
- 糖酵解能力
- 糖酵解储备



XF Glycolysis Stress Test Measures Glycolytic Phenotype




Free Base Lysine Increases Survival and Reduces Metastasis in Prostate Cancer Model

Ibrahim-Hashim, et al., *J Cancer Sci Ther* 2011, S1

Agilent Seahorse XF糖酵解速率测定

Seahorse XF Glycolytic Rate Assay Profile



参数




□ 基础糖酵解

□ 补偿性糖酵解


计算CO₂ 对细胞外酸化的贡献
得到相当于乳酸的糖酵解速率

糖酵解速率测定: Determining the Rate

- Convert ECAR to PER (using BF and Kvol)
- Calculate mitoPER (using CCF and OCR)
- Subtract mitoPER from PER to obtain glycoPER





A431 cells: Highly glycolytic





Report Generator

92% glycolytic acidification




A431 cells (40K/well)	
ECAR (mpH/min)	50 ± 1
PER (pmol/min)	475 ± 4
glycoPER (pmol/min)	437 ± 4

Bovine Aortic Endothelial cells (BAEC) : Highly oxidative






53% glycolytic acidification



	BAEC (50K/well)
ECAR (mpH/min)	24 ± 1
PER (pmol/min)	220 ± 9
glycoPER (pmol/min)	117 ± 6

Assay Outputs : Report Generator






Parameter
Basal Glycolysis (pmol/min)
Basal Proton Efflux Rate (PER) (pmol/min)
% PER from Glycolysis (Basal)
Compensatory Glycolysis (pmol/min)
Basal mitoOCR/glycoPER
Post 2-DG Acidification (pmol/min)

安捷伦Seahorse XF实时ATP速率测定

实时同时测量活细胞线粒体呼吸和糖酵解ATP产生速率


1. 测量细胞功能的新方法。
2. 提供有关ATP动力学的新视角，为细胞表型和功能研究提供新的见解。
3. 量化代谢转换并鉴定通路功能障碍。



Bioenergetic phenotype reveals liabilities in cancer



XF Real-Time ATP Rate Assay


Metabolic diversity in a panel of cancer cell lines



雌激素受体阳性 (ER+) 乳腺癌细胞比ER-或对照细胞更依赖氧化代谢

Invasive ER+ breast cancer cells are characterized by a more oxidative metabolic phenotype






Metabolic plasticity in stem cell homeostasis and differentiation.

Folmes, C. D., *et al.* Cell Stem Cell. 2012. 11: 596-606.

安捷伦Seahorse XF底物氧化压力测试

探索驱动线粒体功能的底物氧化途径



关键参数

□ 基础OCR


□ 急性响应

□ 最大OCR

XF底物氧化压力测试是基于已被广泛认可的用于测量线粒体功能的XF细胞线粒体压力测试，使用优化的通路特异性抑制剂来揭示细胞氧化三种主要底物的能力。

评估特定底物氧化：工作原理？

使用通路特异性抑制剂来评估特定底物的氧化



UK5099 (抑制葡萄糖氧化)

线粒体丙酮酸载体(MPC)的抑制剂， MPC将丙酮酸运输到线粒体中

Etomoxir (抑制长链脂肪酸氧化)

肉碱棕榈酰转移酶-1 (CPT-1)的抑制剂， CPT-1对于长链脂肪酸从细胞质基质转运到线粒体中氧化至关重要
(注: 浓度 > 4 μ M 会对线粒体呼吸产生脱靶效应)

BPTES (抑制谷氨酰胺氧化)


谷氨酰胺酶(GLS1)的抑制剂。 GLS1将谷氨酰胺转变为谷氨酸，谷氨酸再转变为 α -酮戊二酸，通过TCA循环氧化
(注: BPTES不抑制GLS2)

使用XF葡萄糖/丙酮酸、长链脂肪酸和谷氨酰胺氧化压力测试比较A549、C2C12和 HepG2细胞的底物氧化




Acute Injection	Control (media)	BPTES	Etomoxir (Eto)	UK5099 (UK)
Substrate Oxidation Impacted	-	Glutamine	LCFAs	Glucose/Pyruvate

Relative Substrate Oxidation Patterns among A549, C2C12 and HepG2 Cells



% Basal OCR	LCFAs (Etomoxir)	Glucose/Pyruvate (UK5099)	Glutamine (BPTES)
A549	100%	88%	80%
C2C12	96%	83%	90%
HepG2	97%	69%	68%




% Maximal OCR	LCFAs (Etomoxir)	Glucose/Pyruvate (UK5099)	Glutamine (BPTES)
A549	104%	88%	32%
C2C12	97%	31%	60%
HepG2	82%	52%	72%


示例 – XF葡萄糖/丙酮酸氧化压力测试

“我想比较细胞A和细胞B在葡萄糖氧化方面的情况。也就是说，不同细胞的线粒体对葡萄糖的需求是否存在差异？”

Cell Type A



Cell Type B



标准底物氧化
压力测试实验
模板

慢性干预*
如基因操作、慢性药物处理

细胞接种

急性干预*
(预处理)
如化合物处理

葡萄糖/丙酮酸氧化压力测试
Basal > UK5099 > Oligo > FCCP > Rot/AA
检测液 = DMEM + 葡萄糖、丙酮酸钠、谷氨酰胺

Sub Ox Analytics >
Basal, Acute and
Maximal OCR

XF Glucose/Pyruvate
Oxidation Stress Test

P/N 103673-100



定义:



干预:

在XF检测前进行 (慢性或急性干预)。

急性注射:

加入抑制剂(通过加药孔A), 然后加入Oligomycin, FCCP和Rot/AA。

XF葡萄糖/丙酮酸氧化压力测试 – 细胞Avs. 细胞B



安捷伦Seahorse XF棕榈酸氧化压力测试

关键参数

- 基础OCR
- 急性响应
- 最大OCR




棕榈酸氧化会受到什么影响:

- 如果对细胞进行基因操作?
- 如果用化合物处理细胞?

存在或不存在 Etomoxir 时, 连续添加化合物, 测定基础呼吸、对 Etomoxir 的急性响应以及最大呼吸。





虽然在基础条件下可以检测到较小的变化, 即急性响应, 但在高底物需求条件下 (如 FCCP), 往往会出现更大的响应, 从而显示出细胞氧化棕榈酸能力的差异

Profile of the respiration parameters relevant for Palmitate/LCFA demand





安捷伦Seahorse XF线粒体毒性测定

评估药物诱导的线粒体毒性




Simplified
Template
Design

Seahorse XF Mito Tox Assay Solution: MTI for Inhibitor




Seahorse XF Mito Tox Assay Solution: MTI for Uncoupler




解偶联剂测量


B



Seahorse XF Mito Tox Assay Solution: Detection of OPIs




OxPhos抑制剂 (OPI) 检测



Wide range of applications brings a new perspective of disease research



能量代谢——眼睛



- 晶状体主要通过无氧糖酵解途径获取能量
- 有氧情况下主要依赖糖酵解途径供能，称为视网膜Warburg效应

糖尿病视网膜病变

Science Translational Medicine

Current Issue First release papers

HOME > SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE > VOL. 11, NO. 499 > RETINOL BINDING PROTEIN 3 IS INCREASED IN THE RETINA OF...


RESEARCH ARTICLE | DIABETIC RETINOPATHY

Retinol binding protein 3 is increased in the retina of patients with diabetes resistant to diabetic retinopathy




HISASHI YOKOMIZO, YASUTAKA MAEDA, KYOUNGMIN PARK, ALLEN C. CLERMONT, SONIA L. HERNANDEZ, WARD FICKWEILER

QIAN LI, CHIH-HAO WANG, SAMANTHA M. PANIAGUA, GEORGE L. KING, +14 authors, Authors Info & Affiliations

光感受器分泌的RBP3的高表达可过抑制GLUT1的葡萄糖摄取，降低炎症细胞因子和VEGF的表达，在防止高血糖引起的DR进展中发挥作用



miRNA-451a regulates RPE function through promoting mitochondrial function in proliferative diabetic retinopathy



miR-451a对RPE的保护作用为PDR的治疗策略提供了新的治疗见解




Original article

Mitochondrial oxygen metabolism in primary human lens epithelial cells: Association with age, diabetes and glaucoma

M. Kubota ^{a, b}, Y.B. Shui ^a, M. Liu ^a, F. Bai ^a, A.J. Huang ^a, N. Ma ^{a, d}, D.C. Beebe ^{a, c}, C.J. Siegfried ^{a, e}

HIGHLIGHTS

- Measurement of oxygen consumption rate (OCR) in four mammalian cell lines
- Lens epithelial cells (LEC) exhibit higher OCR indicating specialized metabolism
- Mitochondrial function measurement of human LECs taken from surgical patients in vivo
- Older age, diabetes and glaucoma were associated with significantly lower OCR
- Decreased mitochondrial function in LECs may contribute to cataractogenesis



rabbit LECs (NN1003A)
canine kidney epithelial cells (MDCK)
trabecular meshwork cells (TM-5)
CCEE

Cell Line	Median Age (passage)	Baseline OCR ± SD (fmol/min/cell)	Maximal OCR ± SD (fmol/min/cell)	O ₂ -dependent ATP Production (%)	Proton Leak (%)	Spare Resp. Capacity (fmol/min/cell)	Baseline ECAR ± SD (µpH/min/cell)
NN1003A	10	7.64 ± 0.37	21.60 ± 0.42	26%	74%	13.93	2.19 ± 0.49
MDCK	8	6.56 ± 0.19 ^{****}	11.04 ± 0.60 ^{****}	61%	39%	4.48	0.78 ± 0.28 ^{**}
TM-5	7	2.54 ± 0.09 ^{****}	4.57 ± 0.37 ^{****}	67%	33%	2.03	0.61 ± 0.13 ^{**}
CCEE	4	3.77 ± 0.09 ^{****}	4.17 ± 0.22 ^{****}	60%	40%	0.40	0.56 ± 0.14 ^{**}

OCR = Oxygen Consumption Rate, ECAR = Extracellular Acidification Rate, Resp. = respiratory

^{**}In relation to NN1003A, p<0.001

^{****}In relation to NN1003A, p<0.0001

Age (years)		Gender		Race		Diagnosis			
≤69	≥70	Female	Male	Caucasian	African American	Diabetes		Glaucoma	
						No	Yes	No	Yes
36	33	47	22	44	25	48	21	35	34

Mitochondria Stress Test Results from Primary Culture Human Lens Epithelial Cells

Patient Characteristic	Baseline OCR (fmol/min/cell)	Maximal OCR (fmol/min/cell)	O2-dependent ATP Production (%)	Proton Leak (%)	Spare Resp. Capacity (fmol/min/cell)	Baseline ECAR (μpH/min/cell)
Age ≤69 years	2.86*	5.28	32%	68%	2.37	2.04
Age ≥70 years	2.21	4.33	35%	65%	2.12	1.76
Non-Diabetic	2.79*	5.20	33%	67%	2.41	1.93
Diabetic	2.02	3.96	34%	66%	1.94	1.86
No Glaucoma	2.83*	5.46*	33%	67%	2.59	2.13
Glaucoma	2.27	4.17	33%	67%	1.90	1.68
Female	2.63	4.85	32%	68%	2.19	2.09
Male	2.39	4.76	35%	65%	1.57	1.51
Caucasian	2.57	4.69	32%	68%	2.10	1.68
African American	2.53	5.05	36%	64%	2.53	2.31
Total (n=69)	2.55	4.82	33%	67%	2.27	1.91

*p<0.05

老年患者、青光眼患者和糖尿病患者晶状体上皮细胞（LEC）的线粒体功能下降，这些因素可能在白内障发生中起关键作用

OPEN ACCESS

Retinal Cell Biology | March 2019

Dual Properties of Lactate in Müller Cells: The Effect of GPR81 Activation

Rupali Vohra; Blanca I. Aldana; Helle Waagepetersen; Linda H. Bergersen; Miriam Kolko


+ Author Affiliations & Notes

Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 999-1008.
doi:<https://doi.org/10.1167/iovs.18-25458>

Statistical comparison of mitochondrial respiration parameters

Compared conditions	parameter			
	Basal	ATP production	Maximal	Spare
GLC vs. GLC + GPR81 AGO	0.01	0.94	0.02	0.219
GLC vs. GLC + LAC	0.82	0.85	0.74	0.14
GLC + GPR81 AGO vs. 0 GLC + GPR81 AGO	0.85	0.55	0.285	0.07
0 GLC vs. 0 GLC + GPR81 AGO	0.01	0.83	0.01	0.88
GLC + LAC vs LAC	0.90	0.91	1.00	0.53
GLC + LAC vs GLC + GPR81 AGO	0.0004	0.76	0.0003	0.41
GLC + LAC vs 0 GLC + GPR81 AGO	0.0003	0.39	0.004	0.02

2-way ANOVA was used for statistical analyses, $P < 0.05$ was considered significant



GPR81激活增加原代Müller细胞的线粒体活性

乳酸双重特性:

1. 乳酸作为活性代谢能量底物
2. 激活原代Müller细胞中GPR81受体的调节分子的新特性



A Protective Effect of PPAR α in Endothelial Progenitor Cells Through Regulating Metabolism

Yan Shao,^{1,2,3} Jianglei Chen,³ Li-jie Dong,^{1,3} Xuemin He,³ Rui Cheng,³ Kelu Zhou,³ Juping Liu,¹ Fangfang Qiu,³ Xiao-rong Li,^{1,2} and Jian-xing Ma^{3,4}

Diabetes 2019;68:2131–2142 | <https://doi.org/10.2337/db18-1278>

Retinal Cell Biology

The Mitochondrial-Derived Peptide Humanin Protects RPE Cells From Oxidative Stress, Senescence, and Mitochondrial Dysfunction

Parameswaran G. Sreekumar,¹ Kejiro Ishikawa,¹ Chris Spee,² Hemal H. Mehta,³ Junxiang Wan,³ Kelvin Yen,³ Pinchas Cohen,³ Ram Kannan,¹ and David R. Hinton^{2,4}

Retinal lipid and glucose metabolism dictates angiogenesis through the lipid sensor Ffar1

Jean-Sébastien Joyal^{1–3}, Ye Sun⁴, Marin L Gantner⁵, Zhuo Shao⁴, Lucy P Evans⁴, Nicholas Saba⁴, Thomas Fredrick⁴, Samuel Burnim⁴, Jin Sung Kim³, Gauri Patel², Aimee M Juan⁴, Christian G Hurst⁴, Colman J Hatton⁴, Zhenghao Cui⁴, Kerry A Pierce⁶, Patrick Bherer⁷, Edith Aguilar⁸, Michael B Powner⁹, Kristis Vevis⁹, Michel Boisvert¹⁰, Zhongjie Fu⁴, Emile Levy¹⁰, Marcus Fruttiger⁹, Alan Packard¹¹, Flavio A Rezende¹², Bruno Maranda⁷, Przemyslaw Sapieha¹², Jing Chen⁴, Martin Friedlander⁸, Clary B Clish⁶ & Lois E H Smith⁴

ORIGINAL ARTICLE




Whole-exome sequencing identified ARL2 as a novel candidate gene for MRCS (microcornea, rod-cone dystrophy, cataract, and posterior staphyloma) syndrome





Xue-Bi Cai^{1,3} | Kun-Chao Wu^{1,3} | Xiao Zhang^{1,3} | Ji-Neng Lv^{1,3} | Guang-Hui Jin^{1,3} | Lue Xiang^{1,3} | Jie Chen³ | Xiu-Feng Huang^{1,3} | Deng Pan^{1,3} | Bin Lu² | Fan Lu³ | Jia Qu³ | Zi-Bing Jin^{1,3}

Metabolic reprogramming by genetic engineering of immune cells can restore anti-tumor function

TME represents a restrictive environment




Enhanced mitochondrial biogenesis, through expression of PGC1- α , results in restoration of anti-tumor function in the TME



Adapted from Scharping et al., (2016), *Immunity* 45, 374-388



Metabolic Target Identification and Validation

Metabolic approach to EGFR-targeted therapy in non-small cell lung cancer





Adapted from Momcilovic et al. (2017) Cell Reports.

Glyco ATP




Mito ATP



PC9: EGFR mutated NSCLC
A549: KRAS mutated NSCLC

Nearly 11,000 publications to date

Agilent cell analysis publications (through 2021)



More Applications

https://www.agilent.com/search/?N=4294836537

Refine Results

SEARCH

View per page: 20 | 1 - 20 of 6855 results

+ Industry

+ Research Area

+ Cell Type

+ Cell Line

+ Analysis Platform

+ Assay

+ Species

+ Language


+ Publication Date

Agilent Cell Analysis Publication Database

The Agilent Cell Analysis Publication Library provides an easy way to search scientific publications that reference and/or cite Agilent products. Search publications by research area, cell type, cell line, instrument, assay, or author. The resulting publications can be reviewed with links to the abstract, in the Quick View, or be exported in MS Excel format and reviewed offline at a later time. (Click on the Download Results button to compile the results)

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Download Results



Publication

Demethylation of the RB1 promoter concomitant with reactivation of TET2 and TET3 impairs gastric carcinogenesis in K19-Wnt1/C2mE transgenic mice

Journal: Life Sci / Publication Date: December 15, 2020 / Author: Cao D, et al.

Quick View | Supporting Products

Thank You!