

# 牛津仪器 Imaris – 官网 10 天试用证书

## 1. 牛津仪器 Imaris 官网 10 天试用证书介绍

- 申请方式为网页申请，详见后文。
- 申请后有效期为不连续的 10 天，即启动软件算 1 天，不启动不计算时间。
- 过期后，重新填写网页可再次申请。
- 注意：该试用版必须在**联网状态**下方能使用，**请确保电脑能够正常连接网络**。并确保在安装过程中，**授予 Imaris 完全的网络访问权限**。
- 在安装前，请确保试用安装的电脑符合 Imaris 运行的硬件配置要求：  
[System Requirements - Imaris - Oxford Instruments \(oxinst.com\)](https://oxinst.com/system-requirements-Imaris)

## 2. 如何申请试用?

- 访问牛津仪器官网试用申请链接：  
<https://imaris.oxinst.com/microscopy-imaging-software-free-trial>
- 认真填写下列内容：

Imaris is a comprehensive AI imaging software solution for the visualization, analysis and interpretation of 2D, 3D, and 4D microscopy images. Imaris specializes in intuitive workflows combined with high performance rendering and processing to help you **reach your research goals quickly**.

Downloading a **free trial of Imaris AI Microscopy Imaging Software** allows you to explore our technology before you buy it, giving you first-hand experience of how the software enhances your research with stunning visuals, as well as easy-to-generate measurements of the objects in your images.

Our free trial includes all features of Imaris and grants **access for 10 non-consecutive days** so you can use the software at your own pace. Our team of application specialists are also available to ensure that you learn the best workflows for your specific images and applications.

Request Free Imaris Download

[Existing license holders, download Imaris from the Customer Portal](#)


Name *	Email *
Organization *	Telephone
Country/Region *	Timeframe for Purchase *
Select an option	Select an option
Area of Research *	
Select at least one option	
Comments	

注：请确保填写的信息真实有效，如随意填写，将无法获得试用证书。


- 填写完成后，点击 submit 提交，等待即可。

### 3. 激活试用证书

a) 在收到的邮件中根据自己的电脑系统下载对应的软件安装包




b) 打开下载并安装好的 Imaris 软件，会出现如下图所示的提示。点击 OK。




c) 将邮件中为您生成的 Registration ID 和 pass code 填入下图中标红的对应位置。

1. Please enter if asked during the installation process:
  - Registration ID: [REDACTED]
  - Pass code: [REDACTED]
2. Quick start guide - [System Requirements](#) | [Installation](#) | [Training Documents](#)



- d) 填好 Registration ID 和 pass code 后页面中间会显示您的激活证书被存到 C 盘的某一个位置，点击 OK 后就可以把页面都关闭，重新打开 Imaris 即可使用。



- e) 重新进入 Imaris 后，可以看到系统自带的 demo 样图（如下图），即可正常使用 10 天的试用证书。

